


## आई.एल.आर. में वैक्सीन भंडारण



यदि टोकरी  
भर जाएं

- तली में दो परत खाली आइस पैक रखकर उनके ऊपर ओ.पी.वी. तथा खसरे की वैक्सीन रखें।

यदि टोकरी  
न हो

- तली में दो परत खाली आइस पैक रखकर उनके ऊपर ओ.पी.वी. तथा खसरे की वैक्सीन रखें।
- अन्य सभी वैक्सीन दिखाए गए चित्र के अनुसार भंडारित करें।
- थर्मामीटर वैक्सीन के डिब्बों के बीच में रखें।
- वैक्सीन के डिब्बों को दीवारों के सीधे संपर्क में न रखें।

